

Bestellinformationen für Maestro und Maestro ULTRA Kolbenpumpen

Beispiel Artikelnummer MP0250CAV11200									
MP	0250	C	A	V	1	1	2	0	0
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Pumpentyp	Volumen µl	Kolben	Kopf	Dichtung	Port	Ansaugport	Spindelsteigung	Encoder / Home Position	integriertes Ventil
XX	XXXX	X	X	X	X	X	X	X	X
MP = Maestro Pump ¹	0050	C = Ceramic	A = PMMA	V = Viton™	1 = 1/4"=28	0 = none	2 = 20 TPI ⁴	0 = none / full dispense	0 = none
FS = Flush Seal ²	0100	P = PEEK™	P = PEEK™	S = ULTRA ³	2 = M6	1 = yes	4 = 40 TPI ⁴	1 = 1000 PPR ⁵ / full dispense	3 = 3-way valve, horizontally mounted
	0250	F = ULTRA ³	U = ULTEM		3 = 10/32			2 = none / full aspirate	4 = 3-way valve, vertically mounted
	0500		M = manifold mount					3 = 1000 PPR ⁵ / full aspirate	
	1000								
	2500								
	5000								

- 1 **MP** wird sowohl für Maestro OHNE Dichtungsspülung als auch für Maestro ULTRA verwendet
- 2 **FS** Flush Seal – also mit Dichtungsspülung – nur erhältlich mit Maestro, NICHT mit Maestro ULTRA
- 3 **ULTRA** Material wird nur für Maestro ULTRA Pumpen verwendet
- 4 **TPI** Threads Per Inch = Gewindegänge pro Zoll (25,4 mm)
- 5 **PPR** Pulses Per Revolution = Impulse pro Umdrehung